



自動体外式除細動器

ZOLL AED Plus WS

胸骨圧迫のサポートと、心臓へ電気ショックを与えることのできる医療機器です。成人用電極パッドが付いています。

メーカー 旭化成ゾルメディカル 測定項目



商品コード	備考
RN2 00003 003	成人用

組み合わせ品
AED 収納ケース

型式	ZOLL AED Plus WS
エネルギー	自動選択 成人モード：120J、150J、200J 小児モード：50J、70J、85J (オプション)
データ記憶	約20分の心電図波形、解析結果、イベントおよびCPR (胸骨圧迫)
音声ガイダンス	日本語
電源	リチウムバッテリー10本 (タイプCR123A)
バッテリー容量	225回のショック (新品時)
寸法(W×D×H)	241×133×292mm
質量	3.1kg

※小児モード使用には小児用電極パズが必要です。(オプション)
▲ 高度管理医療機器対象機種

付属品	本体カバー、電極パッド、レスキューキット、設置シール×2、収納ケース、取扱説明書、解説書、日常点検チェックリスト、安全対策のお願い、クイックガイド、CPR-D-padz 解説書①②、AED 取り扱いに関するお知らせ、弊社検査成績書
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

販売品 追加設置シール

オプション対応

- ・ AED 簡易講習会
希望日時 (候補日を3日)・開催地住所・会社名・担当者・電話番号・参加人数
申込みに必要な情報をご提供お願いします。
※講習会のお申込みは、開催希望の2週間～1ヶ月前迄を目安にお願いします。
(※1時間程度、1回につき20名迄となります。)

自動体外式除細動器

AED-3150

音声ガイドとカラー画面で、分かりやすく使いやすいを追求した AED です。パッドは成人、未就学児用ともに共通で、スイッチを切り替えるだけで対応できます。

メーカー 日本光電 測定項目



商品コード	備考
RN2 00007 001	成人・未就学児切り替え可

組み合わせ品
AED 収納ケース

型式	AED-3150		
エネルギー出力 (50Ω時)	成人モード	1回目：150J 2回目：200J 3回目：200J	
	小児モード	1回目：50J 2回目：70J 3回目：70J	
データ記憶	救助データ	3件90分 (1件あたり最大30分) の心電図波形とイベント情報	
	セルフテスト履歴	毎日31件、毎月12件、その他50件	
音声ガイダンス	日本語		
録音	救助中の周囲の音を録音する		
無線通信	Bluetooth 無線 LAN		
電源	バッテリーパック SB-310V (待機寿命：4年)		
バッテリー容量	140回以上の除細動ショック、または5時間以上の動作		
寸法(W×D×H)	206×252×97mm		
質量	約2.4kg (パッドおよびバッテリーパックを含む)		

付属品	使い捨てパッド、バッテリー、レスキューキット、設置用シール×2、収納ケース、リモート監視端末、取扱説明書、解説書×2、電極パッド取付け/交換方法、AEDパッド期限登録ガイド、救命の手順、点検表、ポスター、お知らせ、弊社検査成績書
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

販売品 追加設置シール

音声とカラー画面で救助をサポート

音声ガイドに加えて、イラスト・メッセージで操作の確認が可能です。音声ガイドが聞き取りにくい環境でも操作できるようサポートします。

