



組み合わせ品

# AED収納ケース ZOLL AED収納ケース901-203



旭化成製、ZOLL 専用壁掛け収納ケースです。扉を開けるとブザーが鳴ります。寸法：W370×D195×H375mm(取付穴位置：W230×H261mm) 質量：約6.5kg

商品コード	管理番号
RP1 10001 003	002872
対象機種	ZOLL WS
付属品	壁掛け用ビス×4、単4形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書



メーカー問わずお使い頂ける壁掛け収納ケースです。扉を開けるとブザーが鳴ります。寸法：W400×D180×H400mm(取付穴位置：W240×H250mm) 質量：約6.5kg

商品コード	管理番号
RP1 10001 005	006127
対象機種	ZOLL WS、AED-3150
付属品	壁掛け用ビス×4、単4形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書

## 血圧計

# TM-2657P / TM-2655P

最高血圧・最低血圧・脈拍数を測定することが可能です。左右どちらの腕でも測定ができます。内蔵プリンタにより測定内容が印字されます。

メーカー エー・アンド・デイ 測定項目 血圧



商品コード	型式
RN1 00299 001	TM-2657P
RN1 00300 001	TM-2655P

型式	TM-2657P	TM-2655P
測定方式	オシロメトリック方式	
表示範囲	圧力	0~299mmHg
	脈拍	30~200拍/分
精度	圧力	±3mmHg
	脈拍	±5%
電源	AC100~240V	AC100V
消費電力	50~80VA	約70VA
寸法(W×D×H)	241×390×324mm	245×390×322mm
質量	約5.5kg	約9kg

付属品	アームホルダー*、電源ケーブル2m、記録紙×2(予備付)、付属品取扱説明書、弊社検査成績書
※ TM-2655Pのみ付属	
販売品	追加記録紙

### TM-2657P印字イメージ

豊富な印字パターン

ノーマル印字 大文字印字

名前 2014年 9月 12日 午前 10:06  
最高血圧 124 mmHg  
最低血圧 67 mmHg  
脈拍数 67 bpm

最高血圧 123 mmHg  
最低血圧 72 mmHg  
脈拍数 67 bpm

QR印字

名前 2016年 4月 5日 午前 10:15  
身長 : 172.5 cm  
体重 : 65.5 kg  
BMI : 22.0  
最高血圧 最低血圧 脈拍数  
122 mmHg 72 mmHg 69 bpm

JSH分類印字

名前 2014年 9月 12日 午前 10:23  
最高血圧 最低血圧 脈拍数  
124 70 66  
mmHg mmHg bpm

あなたの血圧値は、正常血圧領域に該当します。

※スマホアプリで確認できます。

### TM-2655P印字イメージ

印字パターンは7種類

・高速印字

2000/ 4/13 16:55  
最高血圧 最低血圧 脈拍数  
110 76 80  
[ mmHg ] [ bpm ]

・通常印字

2000/ 4/13 16:55  
最高血圧 110 mmHg  
最低血圧 75 mmHg  
脈拍数 80 bpm

・コメント付き印字

2000/ 4/13 16:56  
最高血圧 110 mmHg  
最低血圧 76 mmHg  
脈拍数 80 bpm

・脈波+コメント付き印字

2000/ 4/13 16:57  
最高血圧 111 mmHg  
最低血圧 75 mmHg  
脈拍数 80 bpm

脈波の変化

0 300

血圧は、常に変動しています。定期的に測定して記録しましょう。自分で判断せず医師と相談しましょう。

日々の血圧測定で健康管理  
データはCSV化してメールで送ることも可能なスマホアプリです。

