



# 血圧計

## TM-2655P

商品コード	備考
RN1 00300 001	販

最高血圧・最低血圧・脈拍数を測定することが可能です。  
左右どちらの腕でも測定ができます。  
内臓プリンタにより測定内容が印字されます。



メーカー エー・アンド・デイ 測定項目 血圧


型式	TM-2655P
測定方式	オシロメトリック方式
表示範囲	圧力：0～300mmHg 脈拍：30～200拍/分
精度	圧力：±4mmHg、脈拍±5%
プリンタ	プリンタ内蔵型
印字方式	サーマルプリント方式
時計機能	時刻表示、時・分、自動カレンダー
加圧方式	ダイヤフラム型ポンプによる自動加圧方式
減圧方式	ECEVによる自動定速排気
急速排気方式	電磁弁による自動急速排気
電源	AC100V
消費電力	40VA
寸法(W×D×H)	245×390×325mm
質量	約9kg

▲ 高度管理医療機器対象機種

付属品	・アームホルダー ・弊社検査成績書	・電源ケーブル ・記録紙
販売品	・追加記録紙	

### 印刷イメージ プリント印字は4パターン

・高速印字



・通常印字



・コメント付き印字



・脳波+コメント付き印字



# 血圧計

## TM-2657P

商品コード	備考
RN1 00299 001	販

最高血圧・最低血圧・脈拍数を測定することが可能です。  
左右どちらの腕でも測定ができます。TM-2655P後継機です。  
内臓プリンタにより測定内容が印字されます。



メーカー エー・アンド・デイ 測定項目 血圧

型式	TM-2657P
測定方式	オシロメトリック方式
表示範囲	圧力：0～299mmHg 脈拍：30～200拍/分
精度	圧力：±3mmHg、脈拍±5%
プリンタ	プリンタ内蔵型
印字方式	サーマルプリント方式
IHBマーク	表示、印字
時計機能	時刻表示、時・分、自動カレンダー
加圧方式	エアポンプによる自動加圧方式
減圧方式	電子制御排気弁による自動減圧
排気方式	電磁弁による自動急速排気
電源	AC100～240V
消費電力	50-80VA
使用温度・湿度	10～40℃、30～85%RH（結露なきこと）
寸法(W×D×H)	241×390×324mm
質量	約5.5kg

▲ 高度管理医療機器対象機種

付属品	・電源ケーブル ・記録紙 ・弊社検査成績書
販売品	・追加記録紙



### 印刷イメージ プリント印字は全8パターン

ノーマル印字



大文字印字



QR印字



JSH分類印字



※スマホアプリで確認できます。

日々の血圧測定で健康管理  
データはCSV化してメールで送ることも可能な  
スマホアプリです。

